

TESTE RÁPIDO DE UREASE AMA RUTExpert



- ✓ Sensibilidade: 98% e Especificidade: 100%
- ✓ Resultado positivo em 30 segundos.
- ✓ Resultado negativo no máximo em 14 minutos.
- ✓ Se positivo -> Possibilidade de iniciar tratamento de imediato.
- ✓ Possibilidade de diminuir o número de consultas.
- ✓ Possibilidade de análise de 1 - 3 fragmentos por paciente em simultâneo - antro, corpo e fundo.
- ✓ Possibilidade de reutilização do fragmento de biópsia para histologia.
- ✓ Substrato multicamada que inibe falsos positivos por presença de sangue.
- ✓ Não é inibido pela presença de lidocaína.
- ✓ Possibilidade de redução do número de histologias - poupança económica.
- ✓ Reduz o tempo de espera do resultado e consequentemente a ansiedade do paciente.
- ✓ Teste seco que se armazena à temperatura ambiente.
- ✓ Possibilidade de utilização de equipamento com software para registo de resultados (opcional).

AMA RUT EXPERT
Leitor automático para deteção quantitativa de *H. pylori* e registo de resultados.

Espaço para até três amostras

Once the sample(s) placed and the cover film sealed, insert the test as far as it can go and start reading immediately!